

bedal<sup>®2</sup>

picc | cvc

## Het antwoord op veel voorkomende problemen met HECHTINGEN:

- ✓ Minimaliseert complicaties bij hechten
- ✓ Verbeterd het comfort en de veiligheid van de patiënt
- ✓ Nooit meer prikaccidenten door zorgverleners

- 
- ✓ 'One size fits all'
  - ✓ Zeer sterke fixatie
  - ✓ Makkelijk in gebruik
  - ✓ Comfortabel voor de patiënt
-




# bedal<sup>®</sup> picc | cvc

Nieuw fixatie hulpmiddel stabiliseert alle soorten veneuze katheters; effectief, makkelijk in gebruik & veilig.

- ✓ Superieure fixatiesterkte om uittrekken van de katheter te voorkomen
- ✓ Geen micropulsaties - waardoor het infectierisico wordt vermindert
- ✓ Transparante bovenkant voor eenvoudige identificatie van kathetertype en -grootte
- ✓ Laag profiel voor het comfort van de patiënt
- ✓ Anti-lekkage barrière - houdt het hulpmiddel vrij van bloed- en vuilophoping, waardoor het infectierisico wordt vermindert
- ✓ Papieren liners eenvoudig vast te grijpen & te verwijderen
- ✓ Verband materiaal is
  - hypoallergeen om optimaal draagcomfort te bieden
  - getextureerd voor gemakkelijke uitwisseling van afdekverband
  - hoog ademend voor het behouden van sterke fixatie in vochtige omstandigheden
- ✓ Kleefoppervlak onder het fixatieonderdeel heeft een hoog absorptievermogen om een sterke huidfixatie te behouden

## Bestel informatie

Beschrijving	Bedal-2 PICC/CVC
Referentie nummer	Aantal stuks
PC02	25



Meer informatie op [www.bedal.be](http://www.bedal.be)